

BEAUTIFIL-BULK VON SHOFU DENTAL



IHRE ANMERKUNGEN UND KOMMENTARE

- gute Verarbeitung
- positiv überrascht
- klebt nicht am Instrument
- sehr gute Farbanpassung
- gut aufeinander abgestimmt

EIN BULK – ZWEI VISKOSITÄTEN

Mit BEAUTIFIL-BULK bietet SHOFU Dental ein System mit zwei Viskositäten für alle Indikationen der konservierenden Füllungstherapie. Praktisch, schnell und zuverlässig lassen sich bis zu 4 mm tiefe Kavitäten in einem Arbeitsgang füllen und innerhalb von Sekunden lichtpolymerisieren.

Untersuchungen zur Polymerisationsschrumpfung zeigen, dass BEAUTIFIL-BULK im Vergleich mit bewährten Kompositen einen sehr niedrigen Volumenschwund und die niedrigste Schrumpfungsspannung aufweist. Eine sehr gute Randschlussqualität ist gewährleistet.


Die „Flowable“-Variante, indiziert als Unterfüllungsmaterial, Liner und Füllungsmaterial für kleine Seitenzahnkavitäten, ist selbstnivellierend und adaptiert sich hervorragend an die Kavitätenwände. Die pastöse „Restorative“-Variante, konzipiert für direkte Seitenzahnrestorationen, lässt sich bestens modellieren und ist okklusal belastbar.

Als multifunktionales Komposit der Giomer-Kategorie zeichnet sich BEAUTIFIL-BULK durch Füllstoffe aus, deren präventive Effekte – wie Fluoridabgabe, Anti-Plaque-Effekt und Säureneutralisation – in einer Vielzahl von Studien belegt wurden.

Zwei Farben je Viskosität helfen bei der wirtschaftlichen sowie zweckmäßigen Farbestimmung und Lagerhaltung in der Praxis. Die Restaurationen wirken dennoch optisch balanciert und kombinieren die Opazitäten von Dentin und Schmelz.


VERWENDEN SIE BULK FILL-KOMPOSITMATERIALIEN IN UNTERSCHIEDLICHEN VISKOSITÄTEN BEREITS IN IHRER PRAXIS?

- 57 % nein
- 43 % ja




WIE BEWERTEN SIE DIE MÖGLICHKEIT, SOWOHL EIN FLIESSFÄHIGES BULK-FILL-KOMPOSIT ALS AUCH EIN STANDFEST MODELLIERBARES FÜR RESTAURATIONEN VON NUR EINEM HERSTELLER ZUR VERFÜGUNG ZU HABEN?

- 75 % sehr vorteilhaft
- 18 % weniger wichtig
- 7 % ohne Bedeutung




WELCHE EIGENSCHAFTEN FINDEN SIE BESONDERS GUT?

- 19 % gute Anpassung von BEAUTIFIL-BULK Flowable an die Kavität durch „Selbstnivellierung“
- 18 % Einbringbarkeit und Lichthärtungssicherheit von einem bis zu 4 mm starken Inkrement
- 13 % geringe Polymerisationsschrumpfung
- 13 % gute Polierbarkeit
- 11 % gute Modellierbarkeit von BEAUTIFIL-BULK Restorative bei Verwendung für eine okklusal belastbare Deckfüllung
- 9 % gute Farbanpassung (Chamäleon-Effekt)
- 9 % konstanter Anti-Plaque-Effekt & Säureneutralisation durch bioaktive Giomer-Füllerpartikel aufgrund der „S-PRG“-Technologie
- 8 % hohe Radiopazität



WELCHES MATERIAL HABEN SIE HÄUFIGER EINGESETZT?

- 43 % habe beide bei einer Füllungsversorgung immer zusammen verwendet
- 38 % BEAUTIFIL-BULK Flowable als Unterfüllungsmaterial
- 17 % BEAUTIFIL-BULK Restorative als Deckfüllungsmaterial
- 2 % keine Angabe



WERDEN SIE BEIDE PRODUKTE WEITER IN IHRER PRAXIS VERWENDEN?

- 45 % ja, beide Materialien
- 30 % ja, eines von beiden
- 25 % keine Angabe
- 0 % nein

