

SHOFU  
**Universal**  
Primer

Adhesión fuerte sin retención mecánica



# SHOFU Universal Primer

Simple, eficiente y universal

SHOFU Universal Primer proporciona una adhesión segura entre las resinas y todas las aleaciones metálicas, así como con la zirconia y el óxido de aluminio.

Cuando se usa en combinación con SHOFU Universal Pre-Opaque, el primer crea una unión duradera, también en medios húmedos, haciendo incluso innecesaria la retención mecánica para las estructuras metálicas.

## Unión adhesiva

- entre opáquers fotopolimerizables y estructuras
- en la fabricación y reparación de restauraciones recubiertas de resina
- en la reparación intraoral y extraoral de restauraciones de metal-cerámica
- entre la base metálica y la resina de las prótesis
- entre las resinas y los aparatos de ortodoncia



SHOFU Universal Primer





SHOFU Universal Pre-Opaque

## Ventajas

- Procesado rápido y sencillo sin necesidad de equipos adicionales
- Incoloro, sin zonas grises en las zonas de unión
- Unión adhesiva fiable, incluso sin perlas de retención
- Para todas las aleaciones dentales y estructuras a base de zirconio
- Uso intraoral y extraoral

Su amplia gama de aplicaciones y su procesado rápido y sencillo, sin accesorios adicionales ni tratamientos térmicos, hacen del sucesor del acreditado SHOFU MZ Primer Plus una solución universal en el campo de la fijación para estructuras CAD/CAM metálicas y de zirconio.



SHOFU Universal Opaque

**SHOFU Universal Pre-Opaque forma un sistema de unión armonizado con SHOFU Universal Primer que es extremadamente resistente a la hidrólisis y al estrés térmico.**

A continuación, con los opáquers universales de SHOFU, disponibles en 31 colores, se realiza la coloración en el color dental deseado.

# Información de pedidos



## SHOFU Universal Primer

Contenido: 5 ml, Ref. Y0060

## Productos relacionados



## SHOFU Universal Pre-Opaque

Universal Pre-Opaque es muy fluido y se adhiere firmemente a la aleación y a Universal Opaque en pasta.

Contenido: 2 ml, Ref. 2111



## SHOFU Universal Opaque

Opaquero en pasta fotopolimerizable y listo para usar. El sistema de opaquero incluye los 16 tonos de diente comunes complementados con el de blanqueamiento, el NCC y los tonos de efecto.



**SHOFU INC.** 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan  
**EC REP SHOFU DENTAL GmbH** An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany, [www.shofu.de](http://www.shofu.de)

SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders.  
SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.